



**DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.**  
**Laboratori Analisi Cliniche Riuniti**  
**Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G**  
**GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)**  
**TEL/FAX 0933-937699/824949**

**GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534**

**LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5**  
**Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055**  
**infoanalisitilocca@virgilio.it**

### **ISTOLOGICI / AGOASPIRATI**

Il materiale istologico deve essere inviato integro e senza tagli in contenitori con chiusura ermetica, a bocca larga e completamente immerso in formalina al 10%, rapporto 1:10 tra materiale e liquido fissativo.

Il materiale deve essere fissato subito dopo il prelievo.

**E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.**

Il trasporto deve avvenire a temperatura ambiente

#### **Esame citologico agoaspirato in fase liquida**

Per la metodica in fase liquida il materiale citologico ago aspirato deve essere subito trasferito nell'apposito contenitore **CytoLyt Solution con 30 ml di liquido fissativo, fornito dal nostro Laboratorio.**

Scrivere con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita del/della paziente sull'etichetta del contenitore.

**E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.**