



DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G
GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)
TEL/FAX 0933-937699/824949

GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534

LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5
Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055
infoanalisitilocca@virgilio.it

SCOTCH TEST

*Applicare al mattino, prima della pulizia e della defecazione, per alcuni secondi (5-10 secondi) dello **scotch trasparente** allo sfintere del paziente e incollarlo ben disteso sui vetrini da ritirarsi presso il nostro Laboratorio.*

Lavarsi bene le mani a prelievo ultimato in quanto le uova sono spesso già embrionali e infettanti.

Tale test ha lo scopo di evidenziare la presenza di uova di ossiuri a livello del margine dell'ano, in seguito alla deposizione notturna da parte della femmina del verme.

In considerazione della emissione incostante, è oltremodo opportuno procedere all'esame di 3 campioni raccolti preferibilmente a giorni alterni.